Laboratorium Metod Badania Własności Fizycznych	Po	odatność magnetyczna	Zespół w składzie:	
Wydział:	Kierunek:		Rok:	
Data wykonania:		Data oddania:	Ocena:	

Cel ćwiczenia

Pomiar podatności magnetycznej i jej zależności od temperatury dla różnych klas materiałów magnetycznych: paramagnetyków, ferromagnetyków, antyferromagnetyków i nadprzewodników. Zapoznanie się z woltomierzem fazoczułym – przyrządem do pomiaru słabych napięć przemiennych i metodyką pomiarów zmiennoprądowych.

Wymagane wiadomości teoretyczne

Prawo indukcji Faradaya. Definicja mementu magnetycznego, namagnesowania i podatności magnetycznej. Rodzaje uporządkowania magnetycznego i wynikająca z nich wielkość podatności magnetycznej. Magnetyczne przejścia fazowe – temperatury Curie i Neéla. Zależność temperaturowa podatności magnetycznej dla różnych klas związków (paramagnetyki, ferromagnetyki, antyferromagnetyki, diamagnetyki, nadprzewodniki). Prawo Curie-Waissa. Zasada pomiaru podatności magnetycznej przy użyciu woltomierza fazoczułego.

Literatura

- D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, *Podstawy Fizyki, tom 3*, PWN (wydanie dowolne).
- C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN (wydanie dowolne).
- S. Blundell, *Magnetism in Condensed Matter*, Oxford University Press (wydanie dowolne).

Instrukcja wykonania ćwiczenia

- **1.** Wyznaczyć parametry sondy do pomiaru pola zmierzyć średnicę i policzyć liczbę zwojów i umieścić ją we wnętrzu aparatury pomiarowej.
- 2. Uruchomić obwód zasilania cewki wytwarzającej zmienne pole magnetyczne (generator mocy).
- 3. Ustalić warunki pracy generatora (niezmienne do końca ćwiczenia):
 - częstotliwość pracy między 110Hz a 390Hz (unikając wielokrotności 50Hz),
 - napięcie mniej więcej w połowie skali.
- **4.** Włączyć nanowoltomierz fazoczuły. Ustawić czułość w zakresie mikrowoltowym. Stała czasowa "pre" 300ms, "post" 0.1s. Pozostałych parametrów nie zmieniać. Po prawej stronie nanowoltomierza jest przełącznik przełączający pomiędzy fazą a częstotliwością. Przełączyć się na chwilę na częstotliwość i zapisać ją, po czym wrócić na fazę.
- **5.** Na danym ustawieniu fazy wyzerować odczyt przy pomocy przycisków "fine". Następnie przełączyć fazę o 90 stopni.
- **6.** Wykonać pomiar napięcia dla sondy pomiarowej znajdującej się w układzie magnesów. Znaleźć wartość maksymalną. Wyjąć cewkę i odczytać wartość tła. Wyznaczyć wartość *B*₀ pola magnesującego punkt *A* opracowania wyników.
- 7. Podłaczyć wyjście cewek na wejście nanowoltomierza.
- **8.** Wstawić do układu próbkę niklu (o najsilniejszym sygnale magnetycznym). Przesuwając w górę i w dół przy pomocy mosiężnego pokrętła. Notować (w funkcji pozycji) napięcie U_{Ni} (z próbką) oraz napięcie tła, U_{bg} , otrzymane każdorazowo po wysunięciu próbki na zewnątrz cewek. Zbadać zależność napięcia od położenia, punkt A opracowania wyników, i ustalić pozycję maksymalnego sygnału.

- 9. Wyznaczyć podatność magnetyczną próbki Ni, wynik zapisać w punkcie B opracowania.
- **10.** Wykonać pomiar podatności w temperaturze pokojowej dla innych próbek. Wyniki zapisać w punkcie *B* opracowania i porównać z danymi literaturowymi.
- **11.** Następnie przygotować układ do wykonania pomiaru zależności podatności w funkcji temperatury dla kilku próbek. Uruchomić układ do pomiaru temperatury (patrz instrukcja w pracowni, rys.6). Wlać niewielką ilość azotu w celu schłodzenia próbki. Odczekać do ustalenia temperatury w pobliżu 90K.
- **12.** W zależności od dostępnego czasu wykonać pomiary w funkcji temperatury dla próbki nadprzewodnika wysokotemperaturowego (gwałtowny skok podatności przy przejściu nadprzewodzącym) oraz gadolinu (przejście paramagnetyk-ferromagnetyk. Wyniki pomiarów zapisywać sukcesywnie w punkcie *C* opracowania.
- 13. Na zakończenie wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i uporządkować stanowisko pracy.
- 14. Dokończyć opracowanie wyników i podsumować ćwiczenie.

Wstęp teoretyczny

Powinien zostać przygotowany przed zajęciami i zawierać zestawienie informacji z punktu "Wymagane wiadomości teoretyczne". Jego długość nie powinna przekraczać dwóch stron.

Opracowanie wyników

Studenci wykonują opracowanie wyników podczas zajęć. Ocena z ćwiczenia jest wypadkową przygotowania teoretycznego, staranności wykonania pomiarów oraz jakości i ilości wykonanych punktów opracowania.

A. Charakterystyka układu pomiarowego

Z prawa indukcji Faradaya napięcie powstające na skutek umieszczenia cewki w przemiennym polu magnetycznym $B_0(t)$ wyraża się wzorem:


$$U_x(t) = NSB_{0,\text{max}} \cos \omega t$$
,

gdzie S to pole przekroju cewki (sondy), N to ilość jej zwojów, ω to częstość kątowa gdzie $\omega=2\pi f$, a f to częstotliwość ustawiona na generatorze mocy na początku ćwiczenia. Znając napięcie U_x (napięcie odczytywane z nanowoltomierza) można policzyć maksymalną wartość pola magnetycznego $B_{0,max}$, w którym znajduje się cewka. Pole to można obliczyć ze wzoru:

$$B_{0,\text{max}} = \sqrt{2} \cdot \frac{U_x}{N \cdot S\omega}$$

gdzie czynnik $\sqrt{2}\,$ pojawia się ze względu na to, że woltomierz mierzy wartość skuteczną przemiennego napiecia.

Następnie narysować na poniższym wykres zależność indukowanego napięcia w funkcji pozycji próbki Ni w układzie detekcyjnym. Zaznaczyć punkty pomiarowe symetrycznie względem maksimum w zakresie ok. ±10 obrotów śruby mikrometrycznej .



B. Podatność magnetyczna

W poniższej tabeli zapisać wyniki pomiarów maksymalnego napięcia indukcji i tła oraz wyznaczonej podatności dla wybranych próbek, obliczonej przez porównanie do próbki wzorcowej przy użyciu zależności:

$$\frac{\chi_x m_x}{\chi_{wz} m_{wz}} = \frac{U_{\max,x} - U_{bg,x}}{U_{\max,wz} - U_{bg,wz}} \quad \text{lub} \quad \frac{\chi_x m_x}{3V_{wz}} = \frac{U_{\max,x} - U_{bg,x}}{U_{\max,wz} - U_{bg,wz}}.$$

Próbka	<i>m</i> [mg]	U _x [mV]	U _{bg} [mV]	Хротіаr [χ teoria

C. Zależność podatności od temperatury

Mierzone napięcia należy zapisywać w poniższych tabelach: napięcie termopary U_t i napięcie U_x z miernika cyfrowego podłączonego do woltomierza fazoczułego. Następnie obliczyć:

- temperaturę T znając U_t , (użyć tabel kalibracyjnych)
- napięcie (U_x U_{bg}) znając U_x
- podatność magnetyczną χ .

Nadprzewodnik


Nadprzewodnik							
U _t [mV]		T [K]		U _x [V]	$U_{x} \cdot U_{bg}$ [mV]	χ	

Gadolin (Gd)

Gadolin (Gd)							
U_t [mV]		T [K]		U _x [V]	$U_{x} \cdot U_{bg}$ [mV]	χ	

Dla nadprzewodnika

sporządzić wykres podatności w funkcji temperatury, określić wartość temperatury przejścia w stan nadprzewodzący T_c w mierzonej próbce, porównać otrzymaną wartość z temperaturami przejścia dla innych znanych nadprzewodników.




Dla gadolinu

sporządzić wykresy podatności χ oraz 1/ χ w funkcji temperatury (samemu wybrać zakres danych na obu osiach).

Dla zależności $\chi(T)$ w zakresie paramagnetycznym dopasować krzywą w postaci $\chi = \frac{C}{T - \Theta} - \chi_{bg}$,

gdzie C to stała dopasowania a χ_{bg} to podatność odpowiadająca napięciu tła. **UWAGA**, jeśli napięcie tła zostało odjęte przed obliczeniem podatności nie należy uwzględniać χ_{bg} w dopasowywanej krzywej.

Dla zależności $1/\chi(T)$ (po odjęciu sygnału tła) wyznaczona zależność w zakresie paramagnetycznym powinna być linią prostą, określić ile wynosi temperatura Curie Θ (punkt przecięcia prostej z osią x) oraz jej błąd. Czy otrzymana wartość zgadza się z wartością teoretyczną?



Podsumowanie

Należy zwięźle opisać przebieg ćwiczenia i jego najważniejsze wyniki.